

# ROLLATOR PLIANT BARIATRIQUE

## Golite 200



Pour un patient jusqu'à 200 kg

### Un accompagnement au quotidien

- **Appui dorsal** pour plus de confort et de sécurité en position assise.
- **Panier de rangement amovible** pouvant supporter une charge maximale de 5 kg.
- **Produit pliable** pour faciliter le rangement et le transport.
- **Poignées ergonomiques** ajustables en hauteur.
- **Freins de parking** de série simple et efficace pour votre sécurité.
- **Porte-canne** de série.

### Caractéristiques

- Profondeur hors-tout : 70 cm
- Largeur hors-tout : 78 cm
- Longueur plié : 30 cm
- Hauteur des poignées : 88 à 99,5 cm
- Hauteur sol/siège : 57 cm
- Dimensions du siège : 46 x 35 cm
- Couleur : rouge métallisé
- Poids total : 12,7 kg
- Poids maximal supporté : **200 kg**



MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
Golite 200	<b>770100100</b>	36643 901 323 13

