



# Bobby

## Fauteuil de transfert

Bobby est votre fauteuil de transfert idéal,  
léger, pliable en quelques secondes, compact.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Fauteuil de transfert léger et pliant

**Bobby** est votre fauteuil de transfert idéal, léger, pliable en quelques secondes, compact.

- Pliant
- Deux freins manuels
- Accoudoirs rembourrés
- Angle de repose-pieds ajustable
- Cale-talons ajustables

Que ce soit en voyage, à l'hôpital ou dans un aéroport, pour un transfert d'un point A à un point B, le fauteuil Bobby est facile à plier, entreposer, et demande peu d'entretien.



*Dossier pliant avec pochette de rangement*



*Pédale inférieure pour incliner le fauteuil*



*Freins avec position parking pour l'utilisateur et la tierce-personne*



*Pliable pour un transport facile*

### Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Bobby** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

### Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	575 / 635 mm
■ Hauteur totale	940 mm
■ Longueur totale	950 mm
■ Largeur pliée	270 mm
■ Largeur d'assise	420 / 480 mm
■ Hauteur accoudoirs	220 mm

■ Hauteur d'assise	500 mm
■ Hauteur dossier	380 mm
■ Profondeur siège	420 mm
■ Poids	9,40 / 9,95 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	115 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

#### VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

#### VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
France

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.

