



EVOLUTION & FUN Cannes anglaises

HERDEGEN

PARIS



EVOLUTION (200000)


La canne monomatière **EVOLUTION et FUN** (couleurs) est réalisée en polypropylène et duraluminium, testée et certifiée 130 kg par canne. Réglable en hauteur par clip et bouchon antibruit intégré.

Matériaux : aluminium et polypropylène

- > choix des coloris
- > bague anti bruit
- > embout anti dérapant

GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 130 KG

Conditionnement :
Carton de regroupement : 80 pc.
Palette : 320 pc.



Océan (200013)



Rouge (200014)



Turquoise (200017)



Anis (200018)

DIMENSIONS

Code	Désignation	Hauteur poignée/sol	Longueur de la poignée	Largeur manchette	Hauteur appui brachial	Poids
2000**	EVOLUTION & FUN	77/98 cm	10 cm	11 cm	22 cm	0,51 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Codes	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
200000	Canne EVOLUTION	3701127701937	
200013	Canne FUN Océan	3701127709179	
200014	Canne FUN Rouge	3701127705829	6238091
200017	Canne FUN Turquoise	3701127709223	12.20 €
200018	Canne FUN Anis	3701127700497	

